



Les étiquettes « patient » et « UF » doivent être collées aux emplacements prévus à cet effet

Etiquette Prescripteur
(ou nom du Prescripteur)
D^r TEST ✓

ESSAI SERVICE
ESSAISERVICE ✓

CH DUNKERQUE - Laboratoire de Biologie Médicale
Bon de demande d'examen Standard (V)

Date de prélèvement
26 06 19 ✓ 10:47 ✓

Préleveur (nom prénom fonction)
IDE TEST ✓

Ecrire OBLIGATOIREMENT de manière LISIBLE
(1 CHIFFRE par CASE)

Vous ne devez surtout pas masquer ou écrire sur le code barre et les repères de la maquette !!

Numération
Plas ✓
Sur demande de formule leucocytaire

Réticulocytes
Schizocytes
Plaquettes sur citrate
Recherche de paludisme

VS → Tube noir
Tubes bleus
Transport Rapide

Groupe Phéno
RAI
RAI si HB < à :
RAI + inj. Anti-D récente :

Test direct à l'antiglobuline
Tube violet en + pour éventuelle RAI

Information à saisir
RAI ✓

HEMOSTASE (tube bleu) Si traitement le renseigner

TP ✓
INR ✓
Sous préviscan
Sous sintrom
Sous coumadine
Sous minisintrom
Pas d'AVK

TCA
Sous héparine
Sous caloparine
Sous HBPM
Sous Argatroban

Autre traitement :
Sous Xarelto
Sous Pradaxa
Sous Eliquis

Facteurs
2 tubes bleus
(1 tube bleu si demande isolée de Facteur V)
II V VII X
VIII IX XI XII

Fibrinogène
D-Dimères
Monomères de Fibrine

Voie d'administration et fréquence
Heure d'injection
(renseignement obligatoire)

sous Fraxiparine
sous Lovenox
sous Innohep
sous Caloparine
sous Héparine
sous Orgaran
sous Arixtra

GAZOMETRIE - COOXYME

Transport rapide réfrigéré
Gaz du sang

Artériel
Capillaire
Veineux

Air ambiant
Sous Oxygène
Autre:

FIO2 70% ✓

Débit 2 ✓

Tube vert foncé, seringue ou capillaire

Lactate
Calcium ionisé Patient
Calcium ionisé Post filtre
CarboxyHémoglobine
Méthémoglobine

BIOCHIMIE (tube vert pâle)

Glucose
ASAT
ALAT
Gamma GT
Ph Alcalines
CPK
Troponine
NT proBNP
Cholestérol
Chol HDL
Trigly
Apo B

Bilirubine
LDH
Fer + coef. sat.
Ferritine
Vitamine B12
Acide folique (Vit B9)
Haptoglobine
Osmolalité

Alb
Pé
Transferrine
A1 antitrypsine
Orosomucoide
C3
C4
IgA
IgG
IgM
IgE

TSH
T3L
T4L
FSH
LH
Estradiol
Prolactine
HCG
DDR:

BIOCHIMIE (tube jaune)

PTH
Vitamine D
hGH (hormone de croissance)
Cortisol
ACTH Tube violet réfrigéré Transport rapide
Insuline
Peptid
Electro protéines
Immuno fixation

Autres examens :
CA 15-3
CA 125
PSA
Béta 2 µglobuline

Vous pouvez écrire n'importe où sur la maquette à condition de ne pas écrire dans une case, sur un repère ou sur un code à barre

MARQUEURS (tube jaune)

Tourner SVP →

Bien cocher la case si Autres examens demandés

Une mauvaise saisie du bon de prescription entrainera un retard dans la prise en charge du bilan et peut occasionner des erreurs d'enregistrement.